



Crdl

Welke digitale vaardigheden zijn vereist voor het gebruik van dit e-healthproduct?

Afbeelding product	
Omschrijving product	<p>De Crdl (uitgesproken als Cradle) is een interactief zorginstrument dat een nieuwe vorm van contact mogelijk maakt door aanraking van mensen te vertalen in geluid. Door fysiek contact speels en onderzoekend te benaderen omzeilt de Crdl bestaande conventies rondom aanraking. De interactie begint wanneer twee gebruikers ieder één hand op de Crdl leggen en een circuit vormen door elkaar aan te raken. Door innovatieve technologie herkent de Crdl de manier waarop mensen elkaar aanraken en vertaalt deze aanrakingen in geluid. De manier van aanraken is van invloed op het geluid dat wordt voortgebracht.</p> <p>De Crdl beschikt over 25 voorgeprogrammeerde geluiden, verdeeld over 5 thematische geluidsbibliotheken. Gebruikers kunnen de interactie verder afstemmen op persoonlijke voorkeuren door eigen geluiden toe te voegen op een SD-kaart. De Crdl kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt door meer deelnemers aan het circuit toe te voegen, als schakels in een ketting. Iedere deelnemer heeft dezelfde mogelijkheden het samenspel te beïnvloeden.</p>
Doelgroep	<p>Mensen die moeite hebben met communicatie en sociale communicatie zoals:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mensen in een gevorderd stadium van dementie▪ Mensen met autisme▪ Mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving.
Thema en mogelijke Clientdoelen	<ul style="list-style-type: none">○ Communicatie○ Welzijn○ Interactie
Benodigde digitale vaardigheden client	Geen
Benodigde digitale vaardigheden zorgprofessional	<p>Bij het gebruik van de voorgeprogrammeerde basisfuncties heb je geen specifieke vaardigheden nodig. Het apparaat is intuïtief in gebruik. Wil je geluiden toevoegen aan de Crdl dan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Moet je weten hoe je een account aanmaakt• Moet je kunnen zoeken op het internet naar geluidsbestanden• Moet je weten hoe je die geluidsbestanden moet downloaden• Moet je weten wat een SD-kaart is• Moet je geluidsfragmenten op de SD-kaart opslaan• Moet je de SD-kaart plaatsen in het apparaat

Moeilijkheidsgraad medewerker	Plug & Play Specifieke of aanvullende handeling nodig 3 Expert
Meer informatie	www.Crdlt.com of bekijk een filmpje op CRDL instrument voor contact - YouTube
Bijzonderheden	